




Bei Wunden hilft die Kraft des Honigs.



Principelle IF ist ein steriler Wundverband, der mit einer erhöhten Konzentration aus **Buchweizenhonig** imprägniert wurde. Der Honig sorgt aufgrund **des physikalischen Effektes der Osmose** für die Säuberung verunreinigter Wunden, beschleunigt die Wundheilung und unterstützt den Wundverschluss.

Principelle IF kann über die Wundränder platziert werden, es besteht **keine** Mazerationsgefahr.





Principelle IF

Vorteile und Anwendungshinweise Principelle IF

- die Weiterentwicklung von MelMax® (unserem Klassiker)
- eine hohe Konzentration von Buchweizenhonig
- als Primärwundauflage benötigt **Principelle IF** immer den direkten Kontakt zum Wundgrund, um seine volle Wirkung zu entfalten
- die für **Principelle IF** zu empfehlenden Sekundärverbände richten sich nach dem Exsudationsgrad der Wunde
- üblicherweise wird **Principelle IF** alle ein bis drei Tage gewechselt
- **Principelle IF** lässt sich leicht applizieren und entfernen

Principelle IF als Wundverband

Größe	Menge	Bestellnummer	PZN
5 x 6 cm	10 Stück	PPIF050610	12494800
8 x 10 cm	10 Stück	PPIF081010	09946428
8 x 20 cm	10 Stück	PPIF082010	09946434
10 x 30 cm	5 Stück	PPIF103005	14166885

Principelle IF als Wundgel

Größe	Menge	Bestellnummer	PZN
10g Wundgel	1 Stück	PPIF10	12494556
20g Wundgel	1 Stück	PPIF20	12725955



Principelle IF distributed by:

Principelle Deutschland UG
 Klinkerstraße 51, D-25436 Moorrege
 T +49(0)4122 927 818-0, F +49(0)4122 927 818-18
 schmidt@principelle.de, www.principelle-deutschland.de

Principelle B.V.

info@principelle.com, www.principelle.com