

CoFlex[®] TLC

Das etwas andere Kompressionssystem.



Das Leben
des Patienten
verbessern.
Gemeinsam.




JETZT GEHT ES EINFACH UND SICHER

Die **CoFlex® TLC-Zwei-Lagen-Kompressionssets** wurden entwickelt, um die therapeutische Kompression einfach, effektiv und komfortabel, sowohl für den Patienten als auch für den Anwender, zu verbessern.

Mit Hilfe unserer Zwei-Lagen-Kompression bietet Principelle den Anwendern eine Vielzahl von Optionen, um den Bedürfnissen ihrer Patienten gerecht zu werden und ihnen schnell und effizient einen Weg zurück in die Normalität zu bieten.

Die Patienten werden den Komfort und die Mobilität genießen, welche die Systeme bieten. Das wiederum erhöht die Lebensqualität und die Therapie-Akzeptanz des Patienten.

Sie können darauf vertrauen, dass die Qualitätsprodukte zu einem optimierten Ansatz und einer hervorragenden Pflege bei der Behandlung von Ulcus cruris venosum beitragen.



STEIGERT DIE MOBILITÄT

CoFlex® TLC

Die CoFlex® TLC-Sets bieten Patienten mehr Freiheit und ermöglichen ihnen mehr Mobilität. Vertrauen Sie auf CoFlex® TLC, um Patienten eine exzellente Versorgung und Komfort zu bieten.

- Kurzzugbinden für aktive Patienten mit Ödemen
- Visuelle Indikatoren zur Steuerung des therapeutischen Kompressionsdrucks
- Einfach anzuwenden
- Bequem und atmungsaktiv, leicht und dünn
- Rutschfest
- Nylonstrumpf zur Verbesserung des individuellen Wohlfühlfaktors des Patienten in jedem Set enthalten



Bestellnr.	Beschreibung	Breite	1. Lage (ungedehnt)	2. Lage (gedehnt)	Sets/Paket	PZN
7802TLC-TN	CoFlex® TLC Lite Leichte Kompression	10 cm	Schaum, 10cm x 3,1m	Kompression, 10cm x 4,7m	8	17544454
					1	17543928
7800TLC-TN	CoFlex® TLC Standard Normale Kompression	10 cm	Schaum, 10cm x 3,1m	Kompression, 10cm x 4,7m	8	17544448
					1	17543911

BERUHIGT UND PFLEGT

CoFlex® TLC Zinc & Calamine

Die CoFlex® TLC-Zink- und Calamine-Sets wurden entwickelt, um die Arbeit des Therapeuten zu vereinfachen, den medizinisch-pflegenden Effekt deutlich zu erhöhen und gleichzeitig den Patientenkomfort erheblich zu verbessern. CoFlex® bietet ein zweistufiges Maß an Komfort und Heilung wie keine andere Zwei-Lagen-Kompression auf dem Markt, einschliesslich Geruchs- und Juckreizminimierung.

- Pflegt und beruhigt die Haut bei verschiedenen Hautirritationen
- Eigenschaften zur Geruchs- und Juckreizminimierung
- 50% mehr Wirkstoffe als herkömmliche Unna-Boots (Zinkleimverband)
- Visuelle Indikatoren zur Steuerung des therapeutischen Kompressionsdrucks
- Bequem und atmungsaktiv
- Rutschfest
- Einfache Anwendung
- Nylonstrumpf zur Verbesserung des individuellen Wohlfühlfaktors des Patienten in jedem Set enthalten



Bestellnr.	Beschreibung	Breite	1. Lage (ungedehnt)	2. Lage (gedehnt)	Sets/Paket	PZN
8840UBZ-TN	CoFlex® TLC Zinc Lite Leichte Kompression	10 cm	Zinkschaum, 10cm x 5,5m	Kompression, 10cm x 6,4m	8	17544477
					1	17543957
8840UBZ-SC	CoFlex® TLC Zinc Standard Normale Kompression	10 cm	Zinkschaum, 10cm x 5,5m	Kompression, 10cm x 6,4m	8	17544460
					1	17543940
8840UBC-TN	CoFlex® TLC Calamine Lite Leichte Kompression	10 cm	Calamineschaum, 10cm x 5,5m	Kompression, 10cm x 6,4m	8	17544508
					1	17543986
8840UBC-SC	CoFlex® TLC Calamine Standard Normale Kompression	10 cm	Calamineschaum, 10cm x 5,5m	Kompression, 10cm x 6,4m	8	17544483
					1	17543963

DER COFLEX® TLC VORTEIL

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Umfassende Produktpalette
- Schnelle und einfache Anwendung
- Sicherheit durch einheitliche Anwendung über die gesamte Palette
- EasyTear-Technologie für mehr Komfort

PATIENTENKOMFORT


- Kein Verrutschen des Kompressionsverbandes
- Komfortabel zu tragen
- Passt sich der Anatomie des Patienten an
- Zink- / Calamine-Verbindungen minimieren Juckreiz und Geruchsbelastung und wirken beruhigend und pflegend auf gereizte Haut
- Ermöglicht eine längere Tragezeit und bleibt auch bei Ödemreduktion stabil

EFFEKTIVE KOMPRESSION

- Therapeutische Kompression für die Bedürfnisse des Patienten
- Visuelle Indikatoren zur Steuerung der beabsichtigten Kompression

ABI (KNÖCHEL-ARM-INDEX)

Der Knöchel-Arm-Index, kurz ABI, ist ein Wert, der durch Doppler-Sonografie und Blutdruckmessung bestimmt werden kann. Der Index ist der Quotient aus Blutdruck am Unterschenkel und Blutdruck am Oberarm. Er dient zur Abschätzung des kardiovaskulären Risikos und zur Verlaufsbeurteilung einer pAVK.




ANWENDUNGS- UND APPLIKATIONS-TIPPS





Wundverband anlegen und Kompressionsset basierend auf dem ABI des Patienten auswählen.

Lage 1 - Schaumschicht


Eine schrittweise Anleitung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



Lage 2 - Kompressionsschicht



Die Besonderheit für ein komfortables Tragegefühl: beiliegender Nylonstrumpf zum überziehen




Visuelle Indikatoren


Entwickelt, um die Anwendung und die beabsichtigte Kompression zu unterstützen.



Auf der Rolle



Korrekt angewendet



Überdehnt

CoFlex® TLC Zinc

austrocknend und gleichzeitig pflegend
reduziert übermäßige Talgproduktion
fördert die Hautregeneration

CoFlex® TLC Calamine

juckreizlindernd
hautpflegend
entzündungshemmend

CoFlex® TLC distributed by: Principelle Deutschland UG
Klinkerstraße 51 • 25436 Moorrege
T +49 (0)4122 927818-0 • F +49 (0)4122 927818-18
www.principelle.de

Manufactured by: Andover Healthcare, Inc.
9 Fanaras Drive, Salisbury, MA 01952 USA
CoFlex is a registered trademark of Andover Healthcare, Inc.,
a subsidiary of Milliken Healthcare Products, LLC